



Zusatzhinweise zum Betrieb des bosch profil-manager XD mit USB-Verbindungskabel

Additional instructions for using the bosch profil-manager XD in combination with USB-connection cable

- Legen Sie die CD mit der Aufschrift "USB-Treiber" in Ihr CD-Laufwerk.
- *Insert the CD labeled with „USB-driver“ in your CD-drive.*
- Abhängig von Ihrem Betriebssystem (32bit oder 64bit) führen Sie die Datei „dpinst_32bit.exe“ oder „dpinst_64bit.exe“ als Administrator aus.
- *Depending on your operating system (32bit or 64 bit) execute the file „dpinst_32bit.exe“ or „dpinst_64bit.exe“ as administrator.*
- Verbinden Sie das USB-Verbindungskabel mit einem freien USB-Anschluss an Ihrem Computer
- *Connect the USB-connecting cable to a free USB-port at your computer*
- WINDOWS erkennt das USB-Verbindungskabel und installiert die erforderlichen Treiber automatisch.
- *WINDOWS detects the USB-connection cable and installs the required drivers automatically.*