

**BOSCH
+SOHN**

boso

DER FREUND IHRER GESUNDHEIT

Wärme Wellness
Fiebertessen
Tiefeninhalation

boso.at

Heizkissen und Wärmeunterbetten

Wärme ist ein menschliches Grundbedürfnis. Wo es warm ist, da fühlen wir uns wohl. Unser Körper übrigens auch: Denn Wärme regt die Durchblutung an, sie kann Schmerzen lindern und dem Organismus helfen, sich zu regenerieren – zum Beispiel ganz klassisch mit einem Heizkissen oder Wärmeunterbett von boso.

bosotherm 1200 | Heizkissen

Größe ca. 30 x 40 cm, 3 beleuchtete Temperaturstufen, Abschaltautomatik nach 90 Minuten, Sicherheitssystem, 100 Watt, elektronische Temperaturregelung, waschbarer Baumwollbezug, 3 Jahre Qualitätsgarantie.



bosotherm 1400 | Heizkissen

Aus atmungsaktivem Microfleece, Größe ca. 33 x 44 cm, 3 beleuchtete Temperaturstufen, Schnellheizung, Abschaltautomatik nach 90 Minuten, Sicherheitssystem, elektronische Temperaturregelung, abnehmbare Zuleitung, maschinenwaschbar bei 40 °C, 100 Watt, waschbarer Baumwollbezug, 3 Jahre Qualitätsgarantie.



bosotherm 1500 | Heizkissen

Wie bosotherm 1200, mit zusätzlicher Schnellheizung, 3 Jahre Qualitätsgarantie.



bosotherm 2000 | Wärmeunterbett

Größe 130 x 75 cm, Sicherheitssystem, abnehmbare Zuleitung, maschinenwaschbar bei 40°C, 3 beleuchtete Temperaturstufen, 50 Watt, 5 Jahre Qualitätsgarantie.

bosotherm 2100 | Wärmeunterbett

Wie bosotherm 2000, mit 60 Watt, Größe: 150 x 80 cm, 5 Jahre Qualitätsgarantie.



Fußwärmer und Spezial-Heizkissen

Passend für Nacken, Schultern, Rücken, oder Füße: Die verschiedenen Spezial-Heizkissen bringen die Wärme dorthin, wo Sie sie benötigen. Ideal zur Entspannung und für Ihr Wohlbefinden.

bosotherm 3000 | Fußwärmer

Sicherheitssystem, herausnehmbares
Teddy-Innenfutter, waschbar,
3 beleuchtete Temperaturstufen,
100 Watt, 3 Jahre Qualitätsgarantie.



bosotherm 1300 Nacken/Rücken-Heizkissen

Aus atmungsaktivem Microfleece,
Spezialgröße 62 x 42 cm,
körpergerechte Anpassung an Rücken und Nacken,
3 beleuchtete Temperaturstufen,
Schnellheizung, Sicherheitssystem,
Abschaltautomatik, 100 Watt,
elektronische Temperaturregelung,
abnehmbare Zuleitung,
maschinenwaschbar bei 30 °C,
3 Jahre Qualitätsgarantie.





bosotherm 1600 Schulter / Nacken-Heizkissen

Extraweiche Oberfläche, atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch, Größe ca. 56 x 52 cm, Micro-Flauschfaser, 3 beleuchtete Temperaturstufen, Schnellheizung, Sicherheitssystem, maschinenwaschbar bei 30 °C, Abschaltautomatik nach 90 Min., 100 Watt, elektronische Temperaturregelung, abnehmbare Zuleitung, 3 Jahre Qualitätsgarantie.

Infrarotlampen

Kaum ein anderes natürliches Mittel ist so vielseitig für unser Wohlbefinden einsetzbar wie intensives Infrarotlicht. Die Wärme des Infrarotlichts regt die Durchblutung an, wirkt muskelentspannend und ist wohltuend bei rheumatischen oder erkältungsbedingten Beschwerden.

bosotherm 5000 | Infrarotlampe

Die Wärme des Infrarotlichts regt die Durchblutung an, wirkt muskelentspannend. Ergonomisch geformt für eine bequeme Handhabung, verstellbarer Schirm: 5 Neigungsstufen, 150 W, 3 Jahre Qualitätsgarantie.



bosotherm 5100 | Infrarotlampe

Die Wärme des Infrarotlichts regt die Durchblutung an, wirkt muskelentspannend. 3-stufiger, elektrischer Timer, automatische Abschaltfunktion nach Ablauf der eingestellten Timer-Stufe, ergonomisch geformt für eine bequeme Handhabung, rutschfester Standfuß, verstellbarer Schirm: 5 Neigungsstufen, 150 W, 3 Jahre Qualitätsgarantie.

Fieberthermometer

Höchste Messgenauigkeit für die Bestimmung Ihrer Körpertemperatur.
Für jedes Alter – sicher fühlen mit boso.

bosotherm diagnostic

Kontaktloses Infrarot-Thermometer – bequem ohne Berührung.
Sichere Messung an der Stirn in nur 1 Sekunde,
großes Leuchtdisplay, Alarmsignal bei Fieber,
für Körper- und Oberflächentemperaturen,
sehr handlich durch ergonomisches Design,
Speicher für 30 Messwerte, praktische
Aufbewahrungstasche und Batterien inklusive,
2 Jahre Qualitätsgarantie.



Medizinprodukt




Medizinprodukt

bosotherm medical

Infrarot-Ohrthermometer – misst in nur 1 Sekunde.
Leuchtdisplay, Alarmsignal bei Fieber, sehr handlich
durch ergonomisches Design, Signalton für Anfang und
Ende der Messung, Speicher zeigt beim Einschalten den
letzten Messwert (Indiz für steigendes oder fallendes
Fieber), inklusive 20 x Hygieneschutzhüllen,
2 Jahre Qualitätsgarantie.

bosotherm flex

Sanfte Messung in 10 Sekunden mit flexibler Spitze,
antiallergische Goldbeschichtung, 100 % wasserdicht,
Speicher für den letzten Messwert,
praktisches Klarsicht-Etui,
2 Jahre Qualitätsgarantie.



Medizinprodukt

bosotherm basic

Hochpräzise Messwerte, Speicher für den
letzten Messwert, 100 % wasserdicht,
praktisches Klarsicht-Etui,
2 Jahre Qualitätsgarantie.



Medizinprodukt

Gesund atmen

Tiefeninhalation für die oberen und unteren Atemwege.
Weitere Informationen finden Sie auch unter: boso.at/medisol



boso gibt 5 Jahre
Qualitätsgarantie



boso medisol comfort | Der Komfortable

Modernes Design mit Tragegriff, sehr leise und optimal für die ganze Familie Zuhause konzipiert. Tiefeninhalator inkl. Zubehör (wie yearpack) und Tasche. Partikelgröße 3,5 µm.

boso medisol comfort | yearpack

Das Zubehörsatz für den jährlichen Gebrauch. Nur zur Anwendung mit dem Inhalationsgerät boso medisol comfort.

- Maske für Erwachsene
- Maske für Kinder
- Luftschnlauch
- Nasenstück
- Austauschfilter
- Zerstäuber
- Mundstück



PediNeb | schnuller

Der Schnuller-Zerstäuber für Säuglinge

- Für boso medisol comfort + compact
- Einfach zu bedienen, sauber und effizient
- Zum Einsatz in der Klinik und zu Hause
- Latex-, BPA- und DEHP frei



boso gibt 5 Jahre
Qualitätsgarantie

✓ KLEIN + MOBIL



boso medisol compact | Der Mobile

Für unterwegs ist der Tiefeninhalator mit Zubehör (wie yearpack) in der Transporttasche geschützt verstaut. Partikelgröße 4,12 µm.

- Mikro-USB-Kabel
- Adapter für die Spannungsversorgung
- Transporttasche



boso medisol compact | yearpack

Das Zubehörsatz für den jährlichen Gebrauch. Nur zur Anwendung mit dem Inhalationsgerät boso medisol compact.

- Maske für Erwachsene
- Maske für Kinder
- Luftschnlauch
- Nasenstück
- Austauschfilter
- Zerstäuber
- Mundstück



DER FREUND IHRER GESUNDHEIT

boso Produkte sind ausschließlich im medizinischen Fachhandel,
das heißt in der Apotheke und im Sanitätsfachgeschäft, erhältlich.

BOSCH + SOHN GmbH u. Co. KG

Handelskai 94-96
A-1200 Wien
T + 43 (1) 240 27 580
F + 43 (1) 240 27 581
E zentrale@boso.at

boso.at

